

# Espelho Clínico Metálico

## INSTRUÇÕES DE USO

ECM 5 - Ø 24 mm  
ECM 9 - Ø 40 mm  
ECM 10 - Ø 55 mm

**INDICAÇÃO:** Instrumento manual indicado para auxiliar o profissional na visualização da cavidade bucal para a realização de diagnóstico.

**INSTRUÇÕES DE USO:** Leve o espelho à cavidade oral e realize o procedimento.

**LIMPÉZA:** A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas utilizando sabão enzimático (mínimo 3 enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

**DESINFECÇÃO:** Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

**ESTERILIZAÇÃO:** Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as

recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

**ACONDICIONAMENTO:** Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

**COMPOSIÇÃO:** Latão cromado.

**PRECAUÇÕES:** Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave. Evite utilizar buchas de lã de aço ou abrasivos para limpeza do espelho, pois pode resultar em riscos e/ou manchas na peça.

**PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:** 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada.

**DESCARTE:** O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.

 **Uso odontológico**  
*Odontologic use*  
*Uso odontológico*

 **Serviço de atendimento ao profissional**  
*Technical support*  
*Serviço post-venta al profesional*  
**indusbello@indusbello.com.br**  
**www.indusbello.com.br**

**Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.**

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

EC REP

Obelis s.a  
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,  
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54  
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 02 - 25.01.2023 | Cód 326210880010  
ANVISA: 80213420054

 Conformité Européenne.

 Dispositivo médico (Europa).

EC REP Representante autorizado na comunidade europeia.

 Food and Drug Administration (USA).

 Não estéril.

 Manter seco.

 Manter afastado da luz solar.

 Fabricante.

 Data de fabricação.

 LOTE Número de lote.

 Consultar as instruções para utilização.

# Metallic Clinical Mirror

## USE INSTRUCTIONS

ECM 5 - Ø 24 mm  
ECM 9 - Ø 40 mm  
ECM 10 - Ø 55 mm

**INDICATION:** Manual instrument indicated to assist the professional in visualization the oral cavity for the diagnosis.

**INSTRUCTIONS:** Take the mirror to the oral cavity and perform the procedure.

**CLEANING:** The organic matter removal must be performed in ultrasonic cleaner, using enzymatic soap (minimum three enzymes) in dilution recommended by the manufacturer. After washing it in running water, observe presence of residues, and repeat the process if necessary. If any residues is left, remove it manually.

**DISINFECTION:** 10 minutes in 0.2% peracetic acid solution.

**STERILIZATION:** Should be done by autoclaving at a temperature of 121°C up to 135°C (249°F up to 275°F), observing the manufacture's autoclaving instructions manual. Repeat the process for each use.

**STORAGE:** Keep the product in a designated and closed cabinet protected from dust and insects.

**COMPOSITION:** Chromed brass.

**PRECAUTION:** Sterilize the product before use. Do not touch the product at autoclave's inner wall. Do not use steel wool or abrasives to clean the mirror; it may result in scratches and damage the mirrors.

**EXPIRY DATE:** 05 years from manufacturing date in a non-violated package.

**DISPOSAL:** This product disposal should be done according to the current local environmental legislation.



### Uso odontológico

Odontologic use  
Uso odontológico



### Serviço de atendimento ao profissional

Technical support  
Serviço post-venta al profesional  
[indusbello@indusbello.com.br](mailto:indusbello@indusbello.com.br)  
[www.indusbello.com.br](http://www.indusbello.com.br)

### Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a  
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,  
BELGIUM Tel: +(32) 2. 732.59.54  
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: [mail@obelis.net](mailto:mail@obelis.net)

 **indusbello co.**

Rev 02 - 25.01.2023 | C6d 326210880010  
ANVISA: 80213420054



# Espejo Clínico Metálico

## INSTRUCCIONES DE USO

ECM 5 - Ø 24 mm  
ECM 9 - Ø 40 mm  
ECM 10 - Ø 55 mm

**INDICACIÓN:** Instrumento manual indicado para ayudar al profesional en la visualización de la cavidad oral para el diagnóstico.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Lleva el espejo a la cavidad oral y realiza el procedimiento.

**LIMPIEZA:** La remoción de materia orgánica debe hacerse en lavadoras ultrasónicas con jabón enzimático (mínimo de tres enzimas) en dilución recomendada por el fabricante. Después de lavar en agua corriente y observar presencia de residuos, repita el proceso, si persiste, se debe retirar los residuos a través de limpieza manual.

**DESINFECCIÓN:** Uso de solución de ácido peracético al 0,2% para diez minutos.

**ESTERILIZACIÓN:** Deberá realizarse en autoclave a una temperatura de 121°C a 135°C, en cumplimiento con las recomendaciones del manual de instrucciones del fabricante del autoclave. Repetir el proceso para cada uso.

**ACONDICIONAMIENTO:** Conservar el producto en un lugar exclusivo, en recintos cerrados, protegidos del polvo y insectos.

**COMPOSICIÓN:** Latón cromado.

**PRECAUCIÓN:** Esterilizar el producto antes del uso. No permita que el producto toque las paredes interiores del autoclave. Evite el uso de lana de acero o abrasivos para limpiar el espejo, puede dar lugar a riesgos y / o manchas en la pieza.

**PLAZO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO:** Este producto tiene una validez de 05 años a partir de la fecha de su fabricación, en embalajes que no hayan sido violados.

**DESCARTE:** Cumplir la legislación ambiental local vigente en el descarte del producto.



### Uso odontológico

*Odontologic use  
Uso odontológico*



### Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support  
Servicio post-venta al profesional*  
**indusbello@indusbello.com.br**  
**www.indusbello.com.br**

### Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a  
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,  
BELGIUM Tel: +(32) 2. 732.59.54  
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 02 - 25.01.2023 | Cód 326210880010  
ANVISA: 80213420054

