

Cabo para Espelho Cristal

INSTRUÇÕES DE USO

Utilizado para posicionamento e manuseio dos espelhos cristais para fotografia, oferece melhor empunhadura dos espelhos, dispensando o contato das mãos com o espelho cristal. O cabo apresenta cabeça móvel o que proporciona melhor posicionamento do espelho. Oferece maior segurança e agilidade.

COMPOSIÇÃO: Alumínio, aço inox e silicone.

INDICAÇÃO: Indicado para fixar e manusear espelhos cristais para fotografia oral.

INSTRUÇÕES PARA USO: Selecione o espelho Cristal Indusbello que melhor se adequa à região a ser fotografada. Encaixe o espelho escolhido na cavidade da cabeça móvel do cabo, deixando-o ajustado. Leve o espelho à boca do paciente, mova a cabeça do cabo de espelho para obter melhor posição para realização das imagens fotográficas.

LIMPEZA: Separe o cabo do espelho para limpeza e proceda com a limpeza do espelho conforme às instruções do fabricante. A remoção de matéria orgânica do cabo para espelho deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando detergente enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Lave em água corrente. Se observar a presença de resíduos, repita o processo. Caso persista, remova resíduos por meio da limpeza manual. Não usar esponjas, abrasivos ou lâs de aço.

DESINFECÇÃO: Mantenha o cabo de espelho submerso em solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Seque o produto e armazene em embalagem adequada para esterilização. Realize a esterilização em autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. O processo de limpeza, desinfecção e esterilização deve ser repetido a cada uso.

ADVERTÊNCIA: Produto para uso profissional. Antes do uso verifique a integridade do produto.

PRECAUÇÃO: Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos, ao abrigo do sol e da chuva.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização.

DESCARTE: O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.



Uso odontológico

Odontologic use
Uso odontológico



Serviço de atendimento ao profissional

Technical support
Servicio post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: William Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 01 - 26.09.2022 | Cód 326210880009
ANVISA: 80213429007

Crystal Mirror handle

USE INSTRUCTIONS

Used for positioning and handling of crystal mirrors for photography, it offers better grip of the mirrors, dispensing with the contact of the hands with the crystal mirror. The handle has a movable head which provides better mirror positioning. It offers greater security and agility.

COMPOSITION: Aluminium, stainless steel and silicone.

INDICATION: Suitable for fixing and handling crystal mirrors for oral photography.

INSTRUCTIONS FOR USE: Select or mirror Indusbello Glass that best suits the region to be photographed. Fit or espelho escolhido in the cavity of the mobile head of the end, leaving it tight. Lightly or slightly in the patient's mouth, move the head of the end of the mirror to obtain a better position for making the photographic images.

LIMPEZA: Separe o cabo do espelho para limpeza e proceda com a limpeza do espelho conforme a las instrucciones del fabricante. A remoção de matéria orgânica do cabo para espelho deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando detergente enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendado por fabricante. Lave em água corrente. Se observe a presença de resíduos, repita o processo. Caso persista, remova resíduos por meio da limpeza manual. Não usar esponjas, abrasivos ou lãs de aço.

DISINFECTION: Keep the mirror handle submerged in 0.2% peracetic acid solution for ten minutes.

STERILIZATION: Dry the product and store in suitable packaging for sterilization. Carry out sterilization in an autoclave, at a temperature of 121°C to 135°C, observing the recommendations in the autoclave manufacturer's instruction manual. The cleaning, disinfection and sterilization process must be repeated with each use.

WARNING: Product for professional use. Before use, check the integrity of the product.

CAUTION: Sterilize before use. Do not touch the product on the inner walls of the autoclave.

PACKAGING: Store the product in an exclusive place, in closed cabinets, protected from dust and insects, away from the sun and rain.

PRODUCT SHELF LIFE: 05 years from the date of manufacture, in unbroken packaging. The useful life of this product depends on the care taken during its use.

DISPOSAL: This product must be disposed of in accordance with current local environmental legislation.



Uso odontológico

Odontologic use
Uso odontológica



Serviço de atendimento ao profissional

Technical support
Servicio post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: William Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileña



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 01 - 26.09.2022 | Cód 326210880009
ANVISA: 80213429007

Mango para Espejo Cristal

INSTRUCCIONES DE USO

Utilizado para el posicionamiento y manejo de espejos de cristal para fotografía, ofrece un mejor agarre de los espejos, prescindiendo del contacto de las manos con el espejo de cristal. El mango tiene una cabeza móvil que proporciona un mejor posicionamiento del espejo. Ofrece mayor seguridad y agilidad.

COMPOSICIÓN: Aluminio, acero inoxidable y silicona.

INDICACIÓN: Indicado para la fijación y manipulación de espejos de cristal para fotografía oral.

INSTRUCCIONES DE USO: Seleccione el espejo Cristal Indusbello que mejor se adapte a la región a fotografiar. Introducir el espejo elegido en el hueco de la cabeza móvil de la empuñadura, dejándolo ajustado. Acerque el espejo a la boca del paciente, mueva la cabeza del mango del espejo para obtener una mejor posición para la toma de imágenes fotográficas.

LIMPIEZA: Separar el cable del espejo para su limpieza y proceder a la limpieza del espejo según las instrucciones del fabricante. La eliminación de la materia orgánica del mango del espejo debe realizarse en cubas de ultrasonidos, utilizando detergente enzimático (mínimo tres enzimas) en la dilución recomendada por el fabricante. Lavar con agua corriente. Si nota la presencia de residuos, repita el proceso. Si persiste, elimine los residuos mediante limpieza

manual. No utilice esponjas, abrasivos o lana de acero.

DESINFECCIÓN: Mantenga el mango del espejo sumergido en una solución de ácido peracético al 0,2% durante diez minutos.

ESTERILIZACIÓN: Secar el producto y almacenar en envases adecuados para la esterilización. Efectuar la esterilización en autoclave, a una temperatura de 121°C a 135°C, observando las recomendaciones del manual de instrucciones del fabricante del autoclave. El proceso de limpieza, desinfección y esterilización debe repetirse con cada uso.

ADVERTENCIA: Producto para uso profesional. Antes de usar, verifique la integridad del producto.

PRECAUCIÓN: Esterilizar antes de usar. No toque el producto en las paredes internas del autoclave.

EMBALAJE: Almacene el producto en un lugar exclusivo, en gabinetes cerrados, protegido del polvo e insectos, lejos del sol y la lluvia.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: 05 años a partir de la fecha de fabricación, en envases intactos. La vida útil de este producto depende del cuidado que se tenga durante su uso.

ELIMINACIÓN: Este producto debe eliminarse de acuerdo con la legislación ambiental local vigente.



Uso odontológico
Odontologic use
Uso odontológico



Serviço de atendimento ao profissional
Technical support
Serviço post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: William Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

EC REP

Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 01 - 26.09.2022 | Cód 326210880009
ANVISA: 80213429007