

E-Mold

INSTRUÇÕES DE USO

E-MOLD é uma placa para confecção de moldeira flexível, formato quadrado, em material transparente que não irrita a gengiva, possui memória elástica e grande durabilidade, disponível em três tipos de espessuras que possibilitam a adaptação e a reprodução da arcada dentária com facilidade e fidelidade.

INDICAÇÕES: São indicadas para a confecção de moldeiras utilizando o sistema de vácuo formagem. Podem ser aplicadas para a confecção de moldeiras para clareamento dental, protetores bucais esportivos e ortodônticos, placas de proteção para tratamento de bruxismo e aplicação tópica de flúor-gel.

INSTRUÇÕES DE USO: 1. Utilizando material de moldagem, obtenha o molde da arcada dentária e preencha este mesmo molde com gesso. 2. Utilizando o modelo de gesso, aplique sobre a face vestibular dos dentes uma camada uniforme, com espessura entre 0,5 a 1,0 mm de resina fotopolimerizável ou resina acrílica autopolimerizável, formando os alívios de moldeira. Neste procedimento, deve-se manter um afastamento da gengiva de 1 a 2 mm, inclusive das papilas. 3. Fixe a placa na máquina de vácuo formagem, centralize o modelo de gesso sob a placa e ligue o

equipamento. No momento em que placa apresentar evidências de seu amolecimento, como uma pequena curvatura de 2 a 3 cm, abaixe-a sobre o modelo de gesso e acione o vácuo conforme as instruções de uso do equipamento. A placa deverá ajustar-se ao contorno do modelo atingindo as bordas da gengiva. 4. Aguarde o resfriamento da moldeira, recorte-a mantendo uma sobra de aproximadamente 1 cm da parte moldada. Acomode a moldeira sobre o modelo de gesso até a entrega para o paciente. Recomenda-se armazenar a Moldeira no **Box para Aparelho Móvel Indusbello**.

PRECAUÇÃO: O material pode acumular calor durante o processo de vácuo formagem, por isso não manuseie a placa sem proteção nas mãos.

COMPOSIÇÃO: E.V.A flexível.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 02 anos a contar da data da fabricação, em embalagem não violada.

DESCARTE: O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional*
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.co

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 531030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 01 - 14.10.2022 | Cód 321510880008
ANVISA 80213420036

E-Mold

USE INSTRUCTIONS

E-MOLD is an elastic transparent highly durable square shaped plate for custom fitted trays making, its material doesn't irritate the gums enabling adaptation to the model with no voids at three different thickness allowing accuracy and minimizing impression material distortion.

INDICATIONS: To make custom fitted trays through vacuum forming system. It can be used to make whitening trays, mouthguards and occlusal splints for the treatment of sleep bruxism.

USE INSTRUCTIONS: 1. Using molding material, mold the dental arcade and fill it with plaster. 2. Using the plaster model acquired, apply to the vestibular teeth face a uniform layer between 0.5 to 1.0 mm thick in photopolymerizable resin or acrylic resin self-polymerizable, forming an empty space. In this procedure, distance from the gum between 1-2 mm including the papilla should be maintained. 3. Fix the plaque in the Vacuum Forming machine centralizing the plaster model under the plaque and turn the machine on. When the plaque

get soft and a slight 2 to 3 cm curve, lower it on the plaster model and activate the vacuum according to the equipment usage instructions. The plaque should fit the model reaching the gums edges. 4. Wait for the custom fitted tray to cool down, cut it around 1 cm from the molded part. 5. Accommodate the custom fitted tray on the plaster model until handing it in to the patient. 6. It is recommended to store the custom fitted tray in the **Indusbello's BOX**.

PRECAUTION: Do not handle the plate without hands protection as the material could be hot after vacuum forming process.

COMPOSITION: Copolymer of ethylene and 100% vinyl acetate (EVA).

EXPIRY DATE: 02 years from manufacturing date in a non-violated package.

DISPOSAL: This product disposal should be done according to the current local environmental legislation.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional*
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.co

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiogo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Souza - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 531030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 01 - 14.10.2022 | Cód 321510880008
ANVISA 80213420036

E-Mold

INSTRUCCIONES DE USO

E-MOLD es una placa para confección de férula dental flexible, formato cuadrado, producido en material transparente que no irrita la encía. Tiene memoria elástica y gran durabilidad, disponible en tres tipos de espesuras que posibilitan la adaptación y la reproducción de la arcada dentaria con facilidad y fidelidad.

INDICACIONES: Se indican para hacer férulas dentales utilizando un sistema de moldeo por vacío. Puede ser aplicado a la fabricación de férulas para blanquear los dientes, placas de protección para el tratamiento del bruxismo, la aplicación tópica de gel de flúor o protector bucal deportivo para la ortodoncia.

INSTRUCCIONES DE USO: 1. Usando material de moldeo, obtenga el molde de los dientes y llenar el mismo molde con yeso. 2. Usando el modelo de yeso aplicado sobre la cara vestibular de los dientes, forman una capa uniforme de espesor entre 0,5 a 1,0 mm de resina fotopolimerizable o resina acrílica autopolimerizable, forman un espacio vacío. En este procedimiento, hay que tener una distancia de la encía de 1-2 mm inclusive de las papilas. 3. Asegure la tarjeta en la máquina de moldeo por vacío, en el centro del modelo de yeso

en la placa y encienda la máquina. En el momento que la placa a presentar pruebas de ablandamiento, como una pequeña curvatura de 2-3 cm, bájelo sobre el modelo de yeso y activar el vacío de acuerdo con las instrucciones de la unidad. La placa debe ajustarse al contorno del modelo alcanzando los bordes de la encía. 4. Espere el enfriamiento del molde, córtelo para mantener un exceso de aproximadamente 1 cm de la parte moldeada. 5. Coloque la férula en el modelo de yeso hasta la entrega al paciente. 6. Se recomienda que se almacenen en el **Box Indusbello**.

PRECAUCIÓN: El material puede acumular calor 1-2 el proceso de formación al vacío, por lo tanto no manipule la placa con las manos desprotegidas.

COMPOSICIÓN: E.V.A. flexible.

PLAZO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO: 02 años a partir de la fecha de fabricación, en recipientes que no se violó.

DESCARTE: Cumplir la legislación ambiental local vigente en el descarte del producto.



Uso odontológico
Odontologic use
Uso odontológico



Serviço de atendimento ao profissional
Technical support
Serviço post-venta ao profissional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.co

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiogo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: William Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 531030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 01 - 14.10.2022 | Cód 321510880008
ANVISA 80213420036