

Espátula Carbonio

INSTRUÇÕES DE USO

DESCRIÇÃO: Espátula para resinas com design e pontas especiais que facilitam o procedimento restaurador odontológico.

COMPOSIÇÃO: Alumínio, aço inox e revestimento de carbono.

INDICAÇÃO: Utilizada para auxiliar na reconstrução da coroa dental devolvendo sua forma e função

MODO DE USO: A resina composta deve ser levada ao dente, adaptada, moldada e esculpida com o auxílio da espátula para resina composta.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas utilizando detergente enzimático (mínimo 3 enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Lave em água corrente. Se observar a presença de resíduos, repita o processo. Caso persista, remova os resíduos por meio da limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Posteriormente, mantenha a espátula submersa em ácido peracético a 0,2% por dez minutos. Seque o produto.

ESTERILIZAÇÃO: Armazene em embalagem adequada para esterilização. Realize a esterilização em autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual do fabricante da autoclave. O processo de limpeza, desinfecção e esterilização deve ser repetido a cada uso.

DESCARTE: O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.

PRECAUÇÕES: Produto para uso profissional. Antes do uso verifique a integridade do produto. Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

PRAZO DE VALIDADE: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua manipulação.

ARMAZENAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.



Uso odontológico

Odontologic use
Uso odontológico



Serviço de atendimento ao profissional

Technical support
Serviço post-venta ao profissional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br



Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net



indusbello co.

Rev 00 - 09.03.2023 | Cód 324510880004
ANVISA: 80213420065



Conformité
Européenne.



Dispositivo
médico (Europa).



Representante autorizado
na comunidade europeia.



Food and Drug
Administration (USA).



Não esteril.



Manter seco.



Manter afastado
da luz solar.



Fabricante.



Data de fabricação.



Número de lote.



Consultar as instruções
para utilização.

Carbonio composite placement

USE INSTRUCTIONS

DESCRIPTION: Spatula for resins with special design and tips that facilitate the dental restorative procedure.

COMPOSITION: Aluminum, stainless steel and carbon coating.

INDICATION: Used to assist in the reconstruction of the dental crown, restoring its shape and function

INSTRUCTIONS FOR USE: The composite resin must be placed on the tooth, adapted, molded and sculpted using the spatula for composite resin.

CLEANING: The removal of organic matter must be done in ultrasonic vats using enzymatic detergent (minimum 3 enzymes) in dilution recommended by the manufacturer. Wash under running water. If you observe the presence of residues, repeat the process. If it persists, remove the residues through manual cleaning.

DISINFECTION: Subsequently, keep the spatula submerged in 0.2% peracetic acid for ten minutes. Dry the product.

STERILIZATION: Store in suitable packaging for sterilization. Carry out sterilization in an autoclave, at a temperature of 121°C to 135°C, observing the recommendations in the autoclave manufacturer's manual. The cleaning, disinfection and sterilization process must be repeated after each use.

DISPOSAL: The disposal of this product must be carried out in accordance with current local environmental legislation.

PRECAUTIONS: Product for professional use. Before use, check the integrity of the product. Sterilize before use. Do not touch the product to the inner walls of the autoclave.

EXPIRY DATE: 05 years from the date of manufacture, in undamaged packaging. The shelf life of this product depends on the care taken during handling.

STORAGE: Store the product in an exclusive place, in closed cabinets, protected from dust and insects.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional*
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br



Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: William Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net



Rev 00 - 09.03.2023 | Cód 324510880004
ANVISA: 80213420065



Conformité
Européenne.



Medical device
(Europe).



European Authorized
Representative.



Food and Drug
Administration (USA).



Non sterile.



Keep dry.



Keep it away
from sunlight.



Manufacturer.



Date of manufacture.



Batch code.



Check instructions
for use.

Espátula Carbonio

INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN: Espátula para resinas con diseño especial y puntas que facilitan el procedimiento de restauración dental.

COMPOSICIÓN: Aluminio, acero inoxidable y revestimiento de carbono.

INDICACIÓN: Se utiliza para ayudar en la reconstrucción de la corona dental, restaurando su forma y función

INSTRUCCIONES DE USO: La resina compuesta debe ser colocada sobre el diente, adaptada, moldeada y esculpida utilizando la espátula para resina compuesta.

LIMPIEZA: La eliminación de la materia orgánica debe realizarse en cubas de ultrasonidos utilizando detergente enzimático (mínimo 3 enzimas) en la dilución recomendada por el fabricante. Lave con agua corriente. Si observa la presencia de residuos, repita el proceso. Si persiste, eliminar los residuos mediante limpieza manual.

DESINFECCIÓN: Posteriormente, mantener la espátula sumergida en ácido peracético al 0,2% durante diez minutos. Seque el producto.

ESTERILIZACIÓN: Conservar en envases adecuados para la esterilización. Efectuar la esterilización en autoclave, a una temperatura de 121°C a 135°C, observando las recomendaciones del manual del fabricante del autoclave. El proceso de limpieza, desinfección y esterilización debe repetirse después de cada uso.

ELIMINACIÓN: La eliminación de este producto debe realizarse de acuerdo con la legislación ambiental local vigente.

PRECAUCIONES: Producto para uso profesional. Antes de usar, verifique la integridad del producto. Esterilizar antes de usar. No toque el producto con las paredes internas del autoclave.

FECHA DE CADUCIDAD: 05 años a partir de la fecha de fabricación, en embalaje intacto. La vida útil de este producto depende del cuidado que se tenga durante su manipulación.

ALMACENAMIENTO: Almacene el producto en un lugar exclusivo, en gabinetes cerrados, protegido del polvo e insectos.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Serviço post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br*



Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: William Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-mail: mail@obelis.net



indusbello co.

Rev 00 - 09.03.2023 | Cód 324510880004
ANVISA: 80213420065



Conformité
Européenne.



Producto sanitario.
(Europa).



Representante
autorizado Europeo.



Food and Drug
Administration (USA).



No estéril.



Protéjalo de
la humedad.



Mantener alejado
de la luz solar.



Fabricante.



Fecha de fabricación.



Código de lote.



Consulte las
instrucciones de uso.