

Moldeira

INSTRUÇÕES DE USO

MOLDEIRA: Confeccionada em material termoplástico colorido e transparente, em três tamanhos (1,2,3) para uso na arcada dentária superior e inferior, possui bordas arredondadas e superfície perfurada que possibilita a remoção de frações da peça, conforme for a posição do implante, para a moldagem com transfer de moldeira aberta. Possui canaletas de retenção internas e seccionamentos verticais que auxiliam na retenção do material que for utilizado para a moldagem.

INDICAÇÕES: Indicada para moldagem ou protocolo.

INSTRUÇÕES DE USO: Esterilize a moldeira antes da utilização; preencha com o material de moldagem e leve a boca do paciente. Espere o tempo de presa e remova em seguida.

LIMPEZA: Em cubas ultrassônicas utilizando sabão enzimático (mínimo 3 enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante.

DESINFECÇÃO: Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave.

ARMAZENAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

COMPOSIÇÃO: Policarbonato.

PRECAUÇÃO: Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data da fabricação, em embalagem não violada.

DESCARTE: O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional*
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: William Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wabis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 00 - 26.01.2023 | Cód 321510880005
ANVISA 80213420040

Impression Tray

USE INSTRUCTIONS

IMPLANT TRAY: Made from colored translucent thermoplastic, in three different sizes (1,2,3). To be used in both upper and inferior dental arches. It has round edges and perforated surface that allows separating parts of the piece, according to the position of the implant to mold with open tray transferring. It has internal retention guides and vertical sections that help retaining the material that will be used during the molding process.

INDICATIONS: For either molding or protocol.

USE INSTRUCTIONS: Sterilize the impression tray before use; fill with the molding material and carry the patient's mouth. Wait for the holding time and then remove.

CLEANING: The removal of organic matter must be done in ultrasonic bowls, using enzymatic detergent (minimum of 3 enzymes) and diluted as recommended by the product's manufacturer.

DISINFECTION: Use peracetic acid at 0,2% for 10 minutes.

STERILIZATION: It must be done through autoclaving, with temperature ranging from 121°C to 135°C, observing the recommendation of the instructions of the autoclave manufacturer.

STORAGE: Dispose of the product in an exclusive place, in closed cupboards, protected from dust and insects.

COMPOSITION: Polycarbonate.

PRECAUTION: Sterilize before use. Do not touch product to the autoclave inner walls.

EXPIRY DATE: 05 years from manufacturing date, in the original packaging.

DISPOSAL: This product disposal should be done according to the current local environmental legislation.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional*
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahnis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 00 - 26.01.2023 | Cód 321510880005
ANVISA 80213420040

Cubeta para Impresión

INSTRUCCIONES DE USO

CUBETA PARA IMPRESIÓN: Hecha en termoplástico transparente coloreado, en tres tamaños diferentes (1,2,3). Para ser utilizado en las arcadas dentarias superior e inferior. Tiene los bordes no afilados y superficie perforada que permite separar partes de la pieza, según la posición del implante para moldear con la transferencia de la cubeta abierta. Tiene guías de retención interna y las secciones verticales que ayudan a retener el material que se utilizará durante el proceso de tomas de impresión.

INDICACIONES DE USO: Para tomas o protocolo.

INSTRUCCIONES DE USO: Esterilice la cubeta para impresión antes de su uso; llene con el material de moldeo y lleve la boca del paciente. Espere el tiempo de presa y, a continuación, retire.

LIMPIEZA: Deve hacerse en lavadoras ultrasónicas con jabón enzimático (mínimo de 3 enzimas) en dilución recomendada por el fabricante.

DESINFECCIÓN: Utiliza ácido peracético al 0,2% durante 10 minutos.

ESTERILIZACIÓN: Debe hacerse en autoclave, con temperatura que oscilan entre 121 °C y 135°C, observando la recomendación de las instrucciones del fabricante del autoclave.

ALMACENAMIENTO: Acondicionar el producto en un lugar exclusivo, en armarios cerrados, protegidos de polvo e insectos.

COMPOSICIÓN: Policarbonato.

PRECAUCIÓN: Esterilizar antes de uso. No toque el producto a las paredes internas del autoclave.

PLAZO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO: 05 años de la fecha de fabricación, en su empaque original de fabricación.

DESCARTE: Cumplir la legislación ambiental local vigente en el descarte del producto.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Serviço post-venta al profesional*
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahnis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 00 - 26.01.2023 | Cód 321510880005
ANVISA 80213420040