

Prendedor de Babador – Silicone Soft

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO: Utilizado para prender guardanapo e babadores durante os procedimentos clínicos.

INSTRUÇÃO PARA USO: Aperte os prendedores para que eles se abram, e prenda-os em dois cantos do guardanapo ou babador, para que se mantenha em posição no paciente durante o tratamento.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas utilizando sabão enzimático (mínimo 3 enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

ESTERILIZAÇÃO: Após inspeção visual verificar eficácia do processo de limpeza e acondicionar o produto em embalagem para esterilização. A esterilização deverá ser feita através de autoclave com

temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos, ao abrigo do sol e da chuva.

COMPOSIÇÃO: Metal e silicone.

PRECAUÇÃO: Esterilizar antes de usar. Seque bem o produto antes de autoclavar para evitar manchas. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada.

DESCARTE: O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional*
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

Bib Holder – Silicon Soft

USE INSTRUCTIONS

INDICATION: To hold hankies or bibs during dental procedures.

USE INSTRUCTION: Press the clips to open and release them at both corners of the hanky, bib or wipe to hold; press it over again to release after use.

CLEANING: The organic matter removal must be performed in ultrasonic cleaner, using enzymatic soap (minimum 3 enzymes) in dilution recommended by the manufacturer. After washing it in running water, observe presence of residues, and repeat the process if necessary. If any residue is left, remove it manually.

STERILIZATION: After visual inspection check the effectiveness of the cleaning process and pack the product in a sterilization package. The sterilization should be done by autoclaving with a temperature of 121°C to 135°C, observing the recommendations of the autoclave manufacturer's instructions manual. Repeat the process with each use.

STORAGE: Dispose the product in an exclusive place, in closed cupboards, protected from dust and insects, protected from sun and rain.

COMPOSITION: Metal and silicone.

PRECAUTION: Sterilize before use. Thoroughly dry the product before autoclaving to prevent stains. Do not touch the product to the inner walls of the autoclave."

SHELF LIFE: 05 years from manufacturing date in a non-violated package.

DISPOSAL: This product disposal should be done according to the current local environmental legislation.



Uso odontológico
Odontologic use
Uso odontológico



Serviço de atendimento ao profissional
Technical support
Serviço post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

 **indusbello co.**

Rev 00 - 17.01.2024 | Cód 328510880003
ANVISA: Dispensado

Portababero – Silicona Soft

INSTRUCCIONES DE USO

INDICACIÓN: Utilizado para prender la servilleta y babero de paño durante los procedimientos odontológicos.

INSTRUCCIONES DE USO: Apriete los clips para que se abran y sujételos a dos esquinas de la servilleta o babero para que permanezcan en su posición sobre el paciente durante el tratamiento.

LIMPIEZA: La remoción de materia orgánica debe hacerse en lavadoras ultrasónicas con jabón enzimático (mínimo de 3 enzimas) en dilución recomendada por el fabricante. Después de lavar en agua corriente y observar presencia de residuos, repita el proceso, si persiste, se debe retirar los residuos a través de limpieza manual.

ESTERILIZACIÓN: Después de la inspección visual observar la eficacia del proceso de la limpieza, envasar el producto en embalaje para esterilización. La esterilización debe hacerse a través de autoclave con temperatura de 121°C a 135°C, en cumplimiento con las recomendaciones del manual de instrucciones del autoclave.

ACONDICIONAMIENTO: Conservar el producto en lugar exclusivo, en recintos cerrados, protegidos del polvo u insectos, al abrigo del sol y de la lluvia.

COMPOSICIÓN: Metal y silicona.

PRECAUCIÓN: Esterilizar antes de usar. Secar bien el producto antes de autoclavar para evitar manchas. No tocar el producto con las paredes internas de la autoclave."

PLAZO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO: Este producto tiene una validez de 05 años a partir de la fecha de su fabricación, en embalajes que no hayan sido violados.

DESCARTE: Cumplir la legislación ambiental local vigente en el descarte del producto.



Uso odontológico
Odontologic use
Uso odontológico



Serviço de atendimento ao profissional
Technical support
Serviço post-venta al professional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

 **indusbello co.**

Rev 00 – 17.01.2024 | Cód 328510880003
ANVISA: Dispensado