

Protetor de Cerdas

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÕES: Ideal para proteger as cerdas da sua escova de dentes.

INSTRUÇÕES DE USO: Abra o protetor de cerdas pressionando para trás as orelhinhas do bichinho. Coloque a cabeça da sua escova de dentes no espaço aberto entre as paredes do protetor com o lado das cerdas virado para fora, feche as abas do protetor. Se desejar, utilize as duas ventosas de silicone, que acompanham o protetor, para fixar o protetor na parede.

LIMPEZA: Utilize esponja macia, água corrente e detergente neutro. Finaliza a limpeza secando o protetor de cerdas com papel toalha ou pano limpo e seco.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos, ao abrigo do sol e da chuva.

COMPOSIÇÃO: ABS.

PRECAUÇÕES: Este produto não é considerado brinquedo. Produto destinado a jovens maiores de 17 anos, universitários e profissionais de odontologia. Mantenha longe do alcance de crianças e de animais domésticos, pois pode conter peças pequenas ou móveis que podem ser acidentalmente engolidas.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada.

DESCARTE: O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.co*

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 00 - 06.02.2023 | Cód 321510880003
ANVISA: Dispensado

Bristle protector

USE INSTRUCTIONS

INDICATION: For toothbrush bristle protection.

INSTRUCTIONS: Open the bristle protector pressing the "animal's ears" backwards. Place your toothbrush's head at the opening, with bristles tilted out. Then close the Bristle Protector. If you wish, use both silicone suction cups to attach the Protector to the wall.

CLEANING: Use a dry sponge, running water and mild detergent. You can finish cleaning it up by drying the bristles with paper towel or a clean and dry cloth.

STORAGE: Keep the product in closed cabinets protected from dust and insects, and also kept from direct sun and rain.

MATERIAL: ABS.

WARNING: This product is not a toy. Product is intended to be handled by 17+

year-olds and dental professionals. Keep away from children and pets, because it contains small parts that may cause injury.

EXPIRATION DATE: 05 years from manufacturing date, considered a non-violated packaging. Use life of product depends on how it's been handled while in use. Continuous use and sterilization cycles may cause material fatigue and limit its useful life. Verify the condition of this product before each use and purchase another one if you find excessive fatigue and risk of failure.

DISPOSAL OF PRODUCT: Disposal of this product must follow local environmental rules.



Uso odontológico
Odontologic use
Uso odontológico



Serviço de atendimento ao profissional
Technical support
Servicio post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2. 732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 00 - 06.02.2023 | Cód 321510880003
ANVISA: Dispensado

Protector de Cerdas

INSTRUCCIONES DE USO

INDICACIONES: Para proteger a las cerdas de los cepillos dentales.

INSTRUCCIONES DE USO: Abra el protector de cerdas presionándolo hacia atrás, en las "orejitas" del producto. Ponga la parte del cepillo en el espacio entre las paredes internas del protector de cerdas, teniendo en cuenta que las cerdas se queden vueltas hacia fuera del protector. Caso se haga necesario utilice de ambas ventosas de silicona para sujetar al protector a la pared.

LIMPIEZA: Utilice una esponja blanda, agua y detergente neutro. Finalice la limpieza secando el protector de cerdas con papel o un paño seco.

ACONDICIONAMIENTO: Mantenga al producto en local reservado y cerrado, alejado del polvo e insectos, y de los rayos del sol y lluvia.

COMPOSICIÓN: ABS.

PRECAUCIONES: Este producto no es considerado un juguete, sino es para ser utilizado por personas mayores a 17 años de edad y profesionales de odontología. Mantenga alejado de los niños y mascotas, pues puede contener pequeñas piezas que causan daños.

PLAZO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO: 05 años de la fecha de fabricación, considerando que el embalaje no haya sido dañado.

DESCARTE: El desecho de este producto deberá seguir normas ambientales locales.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Serviço post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.co*

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**