

Semplicità

Estojo Autoclavável

INSTRUÇÕES DE USO:

DESCRIÇÃO: Os Estojos Autoclaváveis *Indusbello* permitem acomodação para esterilização e transporte de materiais.

COMPOSIÇÃO: Resina termoplástica.

INDICAÇÃO: Acomodar instrumentos para esterilização, armazenamento e/ou transporte.

MODO DE USO: O estojo deve ser aberto desativando as travas laterais. Abra a tampa, escolha o suportes internos com o diâmetro mais adequado para a espessura dos instrumentais que irá esterilizar e coloque-os na posição que proporcione maior firmeza aos materiais que serão autoclavados. Acomode os materiais, tampe o estojo, coloque-o em embalagem de material adequado e realize o processo de esterilização em autoclave com temperatura de até 135°C.

LIMPEZA: Faça a limpeza manual com esponja macia e detergente neutro e/ou enzimático. Lave com água abundante.

DESINFECÇÃO: Mantenha o estojo submerso em solução de ácido

peracético a 0,2% por dez minutos. Seque com pano limpo e seco. A limpeza e desinfecção devem ser realizadas antes de cada uso.

DESCARTE: O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.

ADVERTÊNCIAS: Não force a tampa para o fechamento. Use o estojo em autoclave com temperatura de até 135°C.

PRECAUÇÕES: Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave. Evite o contato com produtos químicos (solvente e hidrocarbonetos clorados) pois pode resultar em deterioração das peças.

ARMAZENAMENTO: Armazenar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de quaisquer sujidades.

PRAZO DE VALIDADE: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua manipulação.



Uso odontológico

Odontologic use
Uso odontológico



Serviço de atendimento ao profissional

Technical support
Servicio post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br



Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: William Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 01 - 17.08.2023 | Cód 326010880005
ANVISA dispensada.



Conformité Européenne.



Dispositivo médico (Europa).



Representante autorizado na comunidade europeia.



Food and Drug Administration (USA).



Não esteril



Manter seco.



Manter afastado da luz solar.



Fabricante.



Data de fabricação.



Número de lote.



Consultar as instruções para utilização.

Semplicità

Sterelization Case Autocavable

USE INSTRUCTIONS:

DESCRIPTION: *Indusbello* Autoclavable Cases allow accommodation for sterilization and transport of materials.

COMPOSITION: Thermoplastic resin.

INDICATION: Accommodate instruments for sterilization, storage and/or transport.

HOW TO USE: The case must be opened by deactivating the side locks. Open the lid, choose the internal supports with the most suitable diameter for the thickness of the instruments to be sterilized and place them in the position that provides greater firmness to the materials to be autoclaved. Accommodate the materials, cover the case, place it in packaging with suitable material and carry out the sterilization process in an autoclave.

CLEANING: Manually clean with a soft sponge and neutral and/or enzymatic detergent. Wash with abundant water.

DISINFECTION: Keep the kit submerged in a 0.2% peracetic acid solution for ten

minutes. Dry with a clean, dry cloth. Cleaning and disinfection must be carried out before each use.

DISPOSAL: The disposal of this product must be carried out in accordance with current local environmental legislation.

WARNINGS: Do not force lid closed. Use the case in an autoclave at a temperature of up to 135°C.

PRECAUTIONS: Do not touch the product to the inner walls of the autoclave. Avoid contact with chemical products (solvent and chlorinated hydrocarbons) as this may result in deterioration of the parts.

STORAGE: Store the product in an exclusive place, in closed cabinets, protected from any dirt.

EXPIRY DATE: 05 years from the date of manufacture, in undamaged packaging. The shelf life of this product depends on the care taken during handling.



Uso odontológico

Odontologic use
Uso odontológico



Serviço de atendimento ao profissional

Technical support
Servicio post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br



Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kluggo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 01 - 17.08.2023 | Cód 326010880005
ANVISA: dispensada



Semplicità

Estuche de Esterilización Autocavable

INSTRUCCIONES DE USO:

DESCRIPCIÓN: Los Cases Autoclavables Indusbello permiten el alojamiento para esterilización y transporte de materiales.

COMPOSICIÓN: Resina termoplástica.

MODO DE USO: La caja debe abrirse desactivando los bloqueos laterales. Abra la tapa, elija los soportes internos con el diámetro más adecuado para el grosor de los instrumentos a esterilizar y colóquelos en la posición que proporcione mayor firmeza a los materiales a autoclavar. Acomodar los materiales, tapar el estuche, colocarlo en embalaje con material adecuado y realizar el proceso de esterilización en autoclave.

LIMPIEZA: Limpiar manualmente con una esponja suave y detergente neutro y/o enzimático. Lavar con abundante agua.

DESINFECCIÓN: Mantener el kit sumergido en una solución de ácido peracético al 0,2% durante diez minutos. Seque con un paño limpio y seco. La limpieza y desinfección debe realizarse antes de cada uso.

ELIMINACIÓN: La eliminación de este producto debe realizarse de acuerdo con la legislación ambiental local vigente.

ADVERTENCIAS: No fuerce la tapa para cerrarla. Utilizar el estuche en autoclave a una temperatura de hasta 135°C.

PRECAUCIONES: No toque el producto con las paredes internas del autoclave. Evite el contacto con productos químicos (disolventes e hidrocarburos clorados) ya que esto puede provocar el deterioro de las piezas.

ALMACENAMIENTO: Almacene el producto en un lugar exclusivo, en gabinetes cerrados, protegido de cualquier suciedad.

FECHA DE CADUCIDAD: 05 años a partir de la fecha de fabricación, en embalaje intacto. La vida útil de este producto depende del cuidado que se tenga durante su manipulación.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br*



Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 01 - 17.08.2023 | Cód 326010880005
ANVISA dispensada.



Conformité Européenne.



Producto sanitario. (Europe).



Representante autorizado Europeo.



Food and Drug Administration (USA).



No estéril.



Protéjalo de la humedad.



Mantener alejado de la luz solar.



Fabricante.



Fecha de fabricación.



Código de lote.



Consulta las instrucciones de uso.