

Tira Matriz de Aço

INSTRUÇÕES DE USO

5 MM

DESCRIÇÃO: A *tira matriz de aço* é flexível e se adapta ao contorno das faces proximais dos dentes. Esta embalagem contém um rolo de 50 cm de *tira matriz de aço* de 5 mm de altura e espessura de 0,05 mm.

COMPOSIÇÃO: Aço inoxidável.

INDICAÇÃO: Indicado como barreira física para o material restaurador e auxilia na reconstrução de contato proximal.

INSTRUÇÕES DE USO: Corte a *Tira Matriz de Aço* no tamanho compatível com o dente a ser restaurado, coloque-a no porta-matriz e leve esse conjunto ao dente que deseja restaurar. Insira a cunha na ameia proximal para melhor adaptação da matriz. Após concluir o procedimento, remova a cunha e a *Tira Matriz de Aço*.

ADVERTÊNCIA: O fabricante recomenda uso único. Produto descartável.

PRECAUÇÕES: Produto destinado para uso do profissional odontológico.

ACONDICIONAMENTO: Acondicione o produto em local exclusivo, armários fechados e protegidos de quaisquer contaminantes.

VALIDADE: 5 anos a contar da data de fabricação.

DESCARTE: O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.

7 MM

DESCRIÇÃO: A *tira matriz de aço* é flexível e se adapta ao contorno das faces proximais dos dentes. Esta embalagem contém um rolo de 50 cm de *tira matriz de aço* de 7 mm de altura e espessura de 0,05 mm.

COMPOSIÇÃO: Aço inoxidável.

INDICAÇÃO: Indicado como barreira física para o material restaurador e auxilia na reconstrução de contato proximal.

INSTRUÇÕES DE USO: Corte a *Tira Matriz de Aço* no tamanho compatível com o dente a ser restaurado, coloque-a no porta-matriz e leve esse conjunto ao dente que deseja restaurar. Insira a cunha na ameia proximal para melhor adaptação da matriz. Após concluir o procedimento, remova a cunha e a *Tira Matriz de Aço*.

ADVERTÊNCIA: O fabricante recomenda uso único. Produto descartável.

PRECAUÇÕES: Produto destinado para uso do profissional odontológico.

ACONDICIONAMENTO: Acondicione o produto em local exclusivo, armários fechados e protegidos de quaisquer contaminantes.

VALIDADE: 5 anos a contar da data de fabricação.

DESCARTE: O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.



Uso odontológico

Odontologic use
Uso odontológico



Serviço de atendimento ao profissional

Technical support
Serviço post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: William Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2. 732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 01 - 2112.2022 | Cód 325010880009
ANVISA 80213420057

Steel Strip

USE INSTRUCTIONS

5 MM

DESCRIPTION: The steel matrix strip is flexible and adapts to the contour of the proximal faces of the teeth. This package contains a 50 cm roll of steel matrix strip, 5 mm high and 0.05 mm thick.

COMPOSITION: Stainless steel.

INDICATION: Indicated as a physical barrier for the restorative material and helps in the reconstruction of proximal contact.

INSTRUCTIONS FOR USE: Cut the Steel Matrix Strip in the size compatible with the tooth to be restored, place it in the matrix holder and take this set to the tooth you want to restore. Insert the wedge into the proximal embrasure for better matrix adaptation. After completing the procedure, remove the wedge and Steel Matrix Strip.

WARNING: Manufacturer recommends single use. Disposable product.

PRECAUTIONS: Product intended for use by dental professionals.

PACKAGING: Pack the product in an exclusive place, closed cabinets and protected from any contaminants.

VALIDITY: 5 years from the date of manufacture.

DISPOSAL: The disposal of this product must be carried out in accordance with current local environmental legislation.

7 MM

DESCRIPTION: The steel matrix strip is flexible and adapts to the contour of the proximal faces of the teeth. This package contains a 50 cm roll of steel matrix strip, 7 mm high and 0.05 mm thick.

COMPOSITION: Stainless steel.

INDICATION: Indicated as a physical barrier for the restorative material and helps in the reconstruction of proximal contact.

INSTRUCTIONS FOR USE: Cut the Steel Matrix Strip in the size compatible with the tooth to be restored, place it in the matrix holder and take this set to the tooth you want to restore. Insert the wedge into the proximal embrasure for better matrix adaptation. After completing the procedure, remove the wedge and Steel Matrix Strip.

WARNING: Manufacturer recommends single use. Disposable product.

PRECAUTIONS: Product intended for use by dental professionals.

PACKAGING: Pack the product in an exclusive place, closed cabinets and protected from any contaminants.

VALIDITY: 5 years from the date of manufacture.

DISPOSAL: The disposal of this product must be carried out in accordance with current local environmental legislation.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional*
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 01 - 2112.2022 | Cód 325010880009
ANVISA 80213420057

Tira de Acero

INSTRUCCIONES DE USO

5 MM

DESCRIPCIÓN: La tira matriz de acero es flexible y se adapta al contorno de las caras proximales de los dientes. Este paquete contiene un rollo de fleje matriz de acero de 50 cm, 5 mm de altura y 0,05 mm de espesor.

COMPOSICIÓN: Acero inoxidable.

INDICACIÓN: Indicado como barrera física para el material restaurador y coadyuvante en la reconstrucción del contacto proximal.

INSTRUCCIONES DE USO: Corte la Tira Matriz de Acero en el tamaño compatible con el diente a restaurar, colóquela en el portamatriz y lleve este juego al diente que desea restaurar. Inserte la cuña en el espacio proximal para una mejor adaptación de la matriz. Después de completar el procedimiento, retire la cuña y la tira de matriz de acero.

ADVERTENCIA: El fabricante recomienda un solo uso. Producto desechable.

PRECAUCIONES: Producto destinado a ser utilizado por profesionales de la odontología.

EMPAQUE: Empaque el producto en lugar exclusivo, en gabinetes cerrados y protegido de cualquier contaminante.

VALIDEZ: 5 años a partir de la fecha de fabricación.

ELIMINACIÓN: La eliminación de este producto debe realizarse de acuerdo con la legislación ambiental local vigente.

7 MM

DESCRIPCIÓN: La tira matriz de acero es flexible y se adapta al contorno de las caras proximales de los dientes. Este paquete contiene un rollo de fleje matriz de acero de 50 cm, 7 mm de altura y 0,05 (+/- 0,01) mm de espesor.

COMPOSICIÓN: Acero inoxidable.

INDICACIÓN: Indicado como barrera física para el material restaurador y coadyuvante en la reconstrucción del contacto proximal.

INSTRUCCIONES DE USO: Corte la Tira Matriz de Acero en el tamaño compatible con el diente a restaurar, colóquela en el portamatriz y lleve este juego al diente que desea restaurar. Inserte la cuña en el espacio proximal para una mejor adaptación de la matriz. Después de completar el procedimiento, retire la cuña y la tira de matriz de acero.

ADVERTENCIA: El fabricante recomienda un solo uso. Producto desechable.

PRECAUCIONES: Producto destinado a ser utilizado por profesionales de la odontología.

EMPAQUE: Empaque el producto en lugar exclusivo, en gabinetes cerrados y protegido de cualquier contaminante.

VALIDEZ: 5 años a partir de la fecha de fabricación.

ELIMINACIÓN: La eliminación de este producto debe realizarse de acuerdo con la legislación ambiental local vigente.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Serviço post-venta al profesional*
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

EC REP

Obellis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obellis.net

 **indusbello co.**

Rev 01 - 21.12.2022 | Cód 32501089009
ANVISA 80213420057