

# Cabo para Espelho Clínico

## INSTRUÇÕES DE USO

**DESCRIÇÃO:** Cabo em alumínio para espelho odontológico.

**MODO DE USO:** Encaixe ou rosqueie o cabo de alumínio no espelho odontológico conforme o modelo.

**COMPOSIÇÃO:** Alumínio.

**DIMENSÕES:** Ø 9,30 mm X 135 mm.

**VALIDADE DO PRODUTO:** 5 Anos.

**PRECAUÇÕES:** Produto fornecido não estéril. Esterilizar em autoclave antes de usar. Não usar esponjas, abrasivos ou lâs de aço. Siga as instruções do manual do fabricante da autoclave.



### Uso odontológico

*Odontologic use  
Uso odontológico*



### Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support  
Servicio post-venta al profesional*  
**indusbello@indusbello.com.br**  
**www.indusbello.co**

### Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: William Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a  
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,  
BELGIUM Tel: +(32) 2. 732.59.54  
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net



Rev 00 - 08.07.2022 | Cód 326210880001  
ANVISA: 80213429007

# Dental mirror handle

## USE INSTRUCTIONS

**DESCRIPTION:** Aluminum dental mirror handle.

**DIRECTIONS FOR USE:** Insert or screw the cable into the dental mirror depending on the model.

**COMPOSITION:** Aluminium.

**DIMENSIONS:** Ø 9,30 mm X 135 mm.

**PRODUCT VALIDITY:** 5 Years.

**PRECAUTIONS:** Product supplied non-sterile. Autoclave before use. Do not use sponges, abrasives or steel wool. Follow the instructions in the autoclave manufacturer's manual.



### Uso odontológico

*Odontologic use  
Uso odontológico*



### Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support  
Servicio post-venta al profesional*  
**indusbello@indusbello.com.br**  
**www.indusbello.co**

### Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

EC REP

Obelis s.a  
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,  
BELGIUM Tel: +(32) 2. 732.59.54  
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 00 - 08.07.2022 | Cód 326210880001  
ANVISA: 80213429007

# Cable de espejo clínico

## INSTRUCCIONES DE USO

**DESCRIPCIÓN:** Mango de aluminio para espejo dental.

**MODO DE EMPLEO:** Insertar o atornillar el cable en el espejo dental según el modelo.

**COMPOSICIÓN:** Aluminio.

**DIMENSIONES:** Ø 9,30 mm X 135 mm.

**VALIDEZ DEL PRODUCTO:** 5 años.

**PRECAUCIÓN:** Producto suministrado sin esterilizar. Autoclave antes de usar. No utilice esponjas, abrasivos o lana de acero. Siga las instrucciones del manual del fabricante del autoclave.



### Uso odontológico

*Odontologic use  
Uso odontológica*



### Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support  
Serviço post-venta al profesional*  
**indusbello@indusbello.com.br**  
**www.indusbello.co**

### Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

EC REP

Obelis s.a  
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,  
BELGIUM Tel: +(32) 2. 732.59.54  
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 00 - 08.07.2022 | Cód 326210880001  
ANVISA: 80213429007