

Cuba

INSTRUÇÕES DE USO

As cubas são indicadas para homogeneização de materiais. São produzidas em tamanho padrão, em várias cores e em PVC flexível que favorece o manuseio.

COMPOSIÇÃO: PVC pigmentado.

INDICAÇÕES: De uso geral, as cubas são indicadas para homogeneização de materiais.

INSTRUÇÕES DE USO: Coloque o material a ser manipulado no interior da Cuba e segure com firmeza na palma da mão. Utilize a *espátula plástica Indusbello* para a homogeneização desejada.

LIMPEZA: Se houver, remova o remanescente do material manipulado. Lave a cuba manualmente utilizando detergente

neutro. Após a lavagem do material, deve ser feito o enxágue com água abundante para remover quaisquer sujidades e/ou resíduos do detergente. Seque a cuba com pano limpo e seco.

ACONDICIONAMENTO: Acondicione o produto em local exclusivo, armários fechados e protegidos de quaisquer contaminantes.

PRAZO DE VALIDADE: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua manipulação.

DESCARTE: O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional*
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

EC REP

Obellis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2. 732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obellis.net

 **indusbello co.**

Rev 00- 21.12.2022 | Cód 324010880001
ANVISA: Dispensado.

Bowl

USE INSTRUCTIONS

The vats are indicated for the homogenization of materials. They are produced in a standard size, in several colors and in flexible PVC that favors handling.

COMPOSITION: Pigmented PVC.

INDICATIONS: For general use, the vats are indicated for the homogenization of materials.

INSTRUCTIONS FOR USE: Place the material to be handled inside the Mixing Bowl and hold it firmly in the palm of your hand. Use the Indusbello plastic spatula for the desired homogenization.

CLEANING: If any, remove the remaining material handled. Wash the bowl manually using neutral

detergent. After washing the material, rinse with plenty of water to remove any dirt and/or detergent residue. Dry the bowl with a clean, dry cloth.

PACKAGING: Pack the product in an exclusive place, closed cabinets and protected from any contaminants.

EXPIRY DATE: 05 years from the date of manufacture, in undamaged packaging. The shelf life of this product depends on the care taken during handling.

DISPOSAL: The disposal of this product must be carried out in accordance with current local environmental legislation.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional*
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a

Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,

BELGIUM Tel: +(32) 2. 732.59.54

Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 00 - 21.12.2022 | Cód 324010880001

ANVISA: Dispensado.

Taza

INSTRUCCIONES DE USO

Los Bowls están indicadas para la homogeneización de materiales. Se fabrican en tamaño estándar, en varios colores y en PVC flexible que favorece la manipulación.

COMPOSICIÓN: PVC pigmentado.

INDICACIONES: Para uso general, las cubas están indicadas para la homogeneización de materiales.

INSTRUCCIONES DE USO: Coloque el material a manipular dentro de lo Bowl y sosténgalo firmemente en la palma de su mano. Utilice la espátula de plástico Indusbello para la homogeneización deseada.

LIMPIEZA: En su caso, retirar el resto del material manipulado. Lavar lo Bowl manualmente con detergente

neutro. Después de lavar el material, aclarar con abundante agua para eliminar la suciedad y/o restos de detergente. Seque el recipiente con un paño limpio y seco.

EMPAQUE: Empaque el producto en lugar exclusivo, en gabinetes cerrados y protegido de cualquier contaminante.

FECHA DE CADUCIDAD: 05 años a partir de la fecha de fabricación, en embalaje intacto. La vida útil de este producto depende del cuidado que se tenga durante su manipulación.

ELIMINACIÓN: La eliminación de este producto debe realizarse de acuerdo con la legislación ambiental local vigente.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Serviço post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.com.br*

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

EC | REP

Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2. 732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 00 - 21.12.2022 | Cód 32401088001
ANVISA: Dispensado.