

Protetor Ocular



GOTA

INSTRUÇÕES DE USO

Dispositivo que protege olhos em procedimentos com luz fotopolimerizada odontológica.

COMPOSIÇÃO: Acrílico.

INDICAÇÕES: Proteção dos olhos do profissional da luz do aparelho fotopolimerizador.

INSTRUÇÕES DE USO: Encaixe o Protetor Ocular Modelo Gota no aparelho fotopolimerizador. Ajuste a posição conforme a necessidade.

DESINFECÇÃO: Utilize álcool etílico hidratado a 70%.

PRAZO DE VALIDADE: 05 anos.

DESCARTE: O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.



RAQUETE

INSTRUÇÕES DE USO

Dispositivo que protege olhos em procedimentos com luz fotopolimerizada odontológica.

COMPOSIÇÃO: Acrílico.

INDICAÇÕES: Proteção dos olhos do profissional da luz do aparelho fotopolimerizador.

INSTRUÇÕES DE USO: Segure o Protetor Ocular Modelo Raquete entre os olhos do profissional e o aparelho fotopolimerizador.

DESINFECÇÃO: Utilize álcool etílico hidratado a 70%.

PRAZO DE VALIDADE: 05 anos.

DESCARTE: O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.



Uso odontológico

*Dentologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.co*



Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.
CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

Rev 01 - 10.04.2024 | Cód 321510880002
ANVISA: 80213429002

 **indusbello co.**



Manter seco.



Manter afastado da luz solar.



Fabricante.



Data de fabricação.



Número de lote.



Consultar as instruções para utilização.



Não esteril.

Curing Light Eyeshield



OVAL

USE INSTRUCTIONS

Device that protects eyes during procedures with dental photopolymerized light.

COMPOSITION: Acrylic.

INDICATIONS: Protection of the professional's eyes from the light of the photopolymerizer device.

INSTRUCTIONS FOR USE: Fit the Oval Eye Protector Model into the photopolymerizer device. Adjust the position as needed.

DISINFECTION: Use 70% hydrated ethyl alcohol.

VALIDITY PERIOD: 5 years.

DISPOSAL: Disposal of this product should be done according to local environmental legislation.



HAND-HELD

USE INSTRUCTIONS

Device that protects eyes during procedures with dental photopolymerized light.

COMPOSITION: Acrylic.

INDICATIONS: Protection of the professional's eyes from the light of the photopolymerizer device.

INSTRUCTIONS FOR USE: Hold the Hand-held Eye Protector Model between the professional's eyes and the photopolymerizer device.

DISINFECTION: Use 70% hydrated ethyl alcohol.

VALIDITY PERIOD: 5 years.

DISPOSAL: Disposal of this product should be done according to local environmental legislation.



Uso odontológico
Odontologic use
Uso odontológico



Serviço de atendimento ao profissional

Technical support
Serviço post-venta al profesional
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.co



Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.
CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Industria Brasileña

Rev 01 - 10.04.2024 | Cód 321510880002
ANVISA: 80213429002



indusbello co.



Keep dry.



Keep it away from sunlight.



Manufacturer.



Date of manufacture.



Batch code.



Check instructions for use.



Non sterile.

Protector de Ojos



GOTA

INSTRUCCIONES DE USO

Dispositivo que protege los ojos durante procedimientos con luz fotopolimerizada odontológica.

COMPOSICIÓN: Acrílico.

INDICACIONES: Protección de los ojos del profesional de la luz del aparato fotopolimerizador.

INSTRUCCIONES DE USO: Coloque el Protector Ocular Modelo Gota en el aparato fotopolimerizador. Ajuste la posición según sea necesario.

DESINFECCIÓN: Utilice alcohol etílico hidratado al 70%.

VIGENCIA: 05 años.

DESCARTE: La eliminación de este producto debe realizarse según la legislación ambiental local vigente.



RAQUETA

INSTRUCCIONES DE USO

Dispositivo que protege los ojos durante procedimientos con luz fotopolimerizada odontológica.

COMPOSICIÓN: Acrílico.

INDICACIONES: Protección de los ojos del profesional de la luz del aparato fotopolimerizador.

INSTRUCCIONES DE USO: Sostenga el Protector Ocular Modelo Raqueta entre los ojos del profesional y el aparato fotopolimerizador.

DESINFECCIÓN: Utilice alcohol etílico hidratado al 70%.

VIGENCIA: 05 años.

DESCARTE: La eliminación de este producto debe realizarse según la legislación ambiental local vigente.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Servicio de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional
indusbelo@indusbelo.com.br
www.indusbelo.co*



Indusbelo Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW/34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

Rev 01 - 10.04.2024 | Cód 321510880002
ANVISA: 80213429002

 **indusbelo co.**



Proteja de la humedad.



Mantener alejado de la luz solar.



Fabricante.



Fecha de fabricación.



Código de lote.



Consulte las instrucciones de uso.



No estéril.